

# Mechanism of Biosynthesis and Transport of Arabinogalactan Proteins Through the Characterization of Their Secreted Forms from Salt Adapted Tobacco BY-2 Cells

ウエケ アリンゼ ボニファス

<https://hdl.handle.net/2324/7157401>

---

出版情報 : Kyushu University, 2023, 博士 (農学), 課程博士

バージョン :

権利関係 : Public access to the fulltext file is restricted for unavoidable reason (3)

氏 名	ウエケ アリンゼ ボニファス (NWEKE ARINZE BONIFACE)
論 文 名	Mechanism of Biosynthesis and Transport of Arabinogalactan Proteins Through the Characterization of Their Secreted Forms from Salt Adapted Tobacco BY-2 Cells  (塩順化タバコ BY-2 細胞から分泌されたアラビノガラクタンタンパク質の解析によるアラビノガラクタンタンパク質の生合成と輸送の機構細胞)

## 論 文 要 旨

アラビノガラクタンタンパク質 (AGP) は、グリコシルホスファチジルイノシトール (GPI) アンカーによって細胞膜と結合している植物の細胞外プロテオグリカンである。動物細胞において、このアンカーはホスホリパーゼによって切断され、その結果として GPI アンカーが除去されたタンパク質が細胞外に分泌されることが知られている。この知見を受けて、植物細胞から細胞外に分泌される AGP の分泌機構も、ホスホリパーゼによる GPI アンカーの切断によるものと推定されていた。

タバコ培養細胞 BY-2 株など複数の植物細胞を高塩濃度の培地に順化させると、順化した細胞からの AGP の培地への分泌量が増大することが報告されている。しかし、AGP の生合成と細胞外への輸送機構および分泌された AGP の構造的特徴の詳細はまだ明らかになっておらず、塩ストレス下で分泌される AGP の性質についてもほとんど解析されていない。この分泌増大機構と分泌された AGP の性質を調べるため、タバコ AGP とサツマイモスポラミンの融合タンパク質 (SPO-AGP) を構成的なプロモーターを用いてタバコ BY-2 細胞で発現させ、細胞を塩適応させた後の SPO-AGP の分泌量を検討した。塩適応細胞からの SPO-AGP 分泌量の増大は認められなかったため、高塩濃度の培地に順化した細胞による AGP の分泌増大は AGP 遺伝子の発現制御によるものであり、AGP が安定化するためではないと考えられた。一方、培地中に分泌された SPO-AGP を界面活性剤の一種である TritonX-114 を用いた二相分配に供すると、SPO-AGP のかなりの割合が疎水性構造を有する物質が濃縮される界面活性剤相に回収された。この結果は、SPO-AGP の一部が GPI アンカーを持つことで界面活性剤相に回収されたこ

とを示唆していた。また、ホスファチジルイノシトール特異的ホスホリパーゼ C (PI-PLC) を用いた生化学的特性解析から、塩順化培地中に分泌された GPI アンカー型 SPO-AGP は PI-PLC に耐性を持つ形態、すなわち GPI アンカーの脂質部分が未成熟型であることが示唆された。

超遠心分離により沈降する SPO-AGP を含む画分を、細胞外小胞などを浮上させることでタンパク質や糖質から分離する方法である OptiPrep の密度勾配を用いた浮遊アッセイに供したところ、SPO-AGP の一部は密度勾配中で浮上し、OptiPrep 密度勾配における低密度画分に回収されることを見出した。この結果は、分泌された SPO-AGP の一部が細胞外小胞または低密度の細胞外粒子に結合している可能性を示していた。また抗 AGP 糖鎖抗体は低密度画分に含まれる糖タンパク質と反応し、特に LM2 は他の抗 AGP 糖鎖モノクローナル抗体よりも低密度画分に存在するタンパク質を強く認識した。塩順化非形質転換 BY-2 細胞から分泌された内在性 AGP は、OptiPrep 浮遊アッセイにおいて SPO-AGP 発現株から分泌された抗 AGP 糖鎖抗体反応性タンパク質と同様な挙動を示した。またこれらの OptiPrep 密度勾配遠心において浮上した SPO-AGP および LM2 反応性糖タンパク質は、かなりの割合で TritonX-114 を用いた二相分配において界面活性剤相に回収された。これらの結果は、GPI アンカーを持つ AGP が OptiPrep 密度勾配遠心において浮上する膜小胞または油滴に存在する可能性、すなわち、疎水性物質の植物細胞からの分泌に GPI アンカーを持つ AGP が寄与している可能性を示唆していた。